



 **STAR**
CUSHION
INNOVATIV • QUALITÄT • PERFORMANCE

Gold
ist das neue
Schwarz

Etac Produktkatalog
Anti-Dekubitus-Hilfsmittel



 **etac**[®]
Mittel und Wege

Willkommen *bei Etac*

Etac entwickelt und produziert seit 40 Jahren Hilfsmittel für Menschen, die in ihrer Kraft und Beweglichkeit eingeschränkt sind. Denn auch diese Menschen sollen ein Leben mit Qualität und nach ihren eigenen Wünschen führen können. Alle unsere Erzeugnisse werden in enger Zusammenarbeit mit Pflegespezialisten, Industriedesignern, Konstrukteuren und vor allem den Anwendern entwickelt. Unsere Produkte genießen einen besonderen Ruf in puncto Qualität, Funktionalität und Ergonomie. Sie gewährleisten in jedem einzelnen Fall eine Lösung, die sich vor allem an den Bedürfnissen des Nutzers orientiert. Unser ständiges Engagement, stets innovative Produkte in höchster Qualität bereit zu stellen, hat Etac als Marke der Zukunft positioniert.

Unsere Vision ist: "Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, ein unabhängiges, erfülltes Leben zu führen – ungeachtet von körperlichen Beeinträchtigungen."

Torben Helbo

CEO, Etac

Etac Mittel und Wege

WELCHE KRITERIEN LASSEN uns ein bestimmtes Produkt auswählen? Wir möchten, dass es außergewöhnlich, funktional und einfach zu bedienen ist. Unternehmen, die solche Produkte anbieten, gewinnen nicht nur zufriedene Kunden sondern auch engagierte Mitarbeiter. Etac Design ist ein Begriff in unserer Branche und unsere innovativen Produkte gewinnen immer mehr an Bedeutung und treiben die Entwicklung voran.

ETAC ENTWICKELTE SICH, von einer im Jahr 1973 gegründeten schwedischen Firma, zu einem internationalen Konzern. Dies wäre ohne den Einsatz und dem Engagement aller Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Unsere gemeinsame Vision ist die Schaffung von Mitteln und Wegen für Menschen, die in ihrer Kraft und Beweglichkeit eingeschränkt sind, einen aktiven Alltag möglich zu machen. Produktentwicklung ist einfach, wenn Sie Ihren Kunden zuhören.


DURCH NIEDERLASSUNGEN und Vertriebspartner sind wir in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt vertreten. Unsere Produkte werden von einem großen Netz Fachhändlern vertrieben. Der Freiverkauf an Endkunden nimmt dabei einen immer größeren Stellenwert ein. Hier zeigt sich, dass für den Verbraucher das Bewusstsein für Funktion und Qualität immer mehr im Vordergrund steht. Kann es sein, dass Etac was mit dieser Entwicklung zu tun hat? Tatsache ist, dass wir für unsere Kunden nicht ausschließlich Lieferant von Produkten, sondern auch wichtiger Kooperationspartner bei der Entwicklung flexibler Lösungen und Dienstleistungen sind.

ES IST DIE WERTSCHÄTZUNG unserer Kunden, die uns alle anspricht, auch weiterhin flexible Lösungen und Produkte von höchster Qualität zu entwickeln.





Etac Weltweit



Etac Produkte stehen in 40 Ländern der Welt zur Verfügung.

● Etac Niederlassung ● Etac Vertriebspartner

Design-Preise aus vier Jahrzehnten

Unsere Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Pflegespezialisten, Industriedesignern, Konstrukteuren und vor allem Anwendern entwickelt. Hieraus resultieren Produkte die, in Design und Qualität, einzigartig auf dem Markt sind. Dies beweisen hochangesehene, internationale und skandinavische Design-Auszeichnungen die Etac in den letzten Jahren verliehen worden sind.



reddot



Good Design Award



Excellent Swedish Design



Award for Design Excellence

Awarded by the Norwegian Design Council

Etac Deutschland

Die deutsche Niederlassung, die Etac GmbH, wurde 1995 gegründet. Wir vermarkten mit 30 Mitarbeitern die Etac-Produktpalette in Deutschland; und seit April 2007 auch auf dem österreichischen Markt.

Wobei auch sorgfältig ausgewählte Agentur-Produkte, wie die Star Anti-Dekubitus Kissen und das hochwertige Rampen-Sortiment des schwedischen Herstellers FEAL, zu unserem Vertriebs-Programm gehören.

Unseren Kunden wollen wir mehr liefern als „nur“ ein Hilfsmittel. Wer sich für ein Etac-Produkt entscheidet, soll zudem das Gefühl „mitgeliefert“ bekommen, einen vertrauenswürdigen und kompetenten Partner mit verlässlichem Service an seiner Seite zu haben.

In unserer langen Konzerngeschichte haben wir viele Erfahrungen auf dem Gebiet der medizinischen Hilfsmittelversorgung gemacht. Ein Ergebnis hieraus ist unser anspruchsvolles Schulungs-Management. So sorgen wir u.a. für ständige Weiterbildungsmaßnahmen unserer Mitarbeiter in den Produktionsstätten sowie im Vertrieb. Sie gewährleisten topaktuelles Knowhow in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Beratung.

Besuchen Sie uns auf www.etac.de
Natürlich können Sie sich auch im Internet über unsere Produktpalette informieren – rund um die Uhr.



Etac GmbH
in Marl, NRW.



Modernste Technik und qualifizierte Teams im Innen- und Außendienst garantieren unseren Kunden bestmöglichen Service. Das schließt eine individuelle Beratung, Hilfe bei medizinischer Versorgung sowie ausführliche und unverbindliche Produktvorführungen natürlich ein.

Ein gut sortierter Lagerbestand und die Kooperation mit international tätigen Logistikspezialisten ermöglichen uns eine zügige Auftragsbearbeitung. So können alle Standardartikel mit kurzen Lieferzeiten in 1–2 Werktagen zugestellt werden.

Machen Sie sich einfach Ihr eigenes Bild von unserer Leistungsfähigkeit: Besuchen Sie uns im Internet unter www.etac.de. Hier finden Sie Kataloge, Preislisten, Broschüren sowie Handbücher und Maßblätter, die zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen. Oder rufen Sie uns an; wir beantworten Ihre Fragen gern!

Die Etac GmbH ist Mitglied im „Qualitätsverbund Hilfsmittel e.V.“. Dieser legt Standards für die Qualität von Hilfsmittel-Produkten sowie für die notwendigen produktbezogenen Dienstleistungen, wie die kompetente Beratung und den verlässlichen Service, fest.



Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Informationen zu unserem hochwertigen Sortiment an Anti-Dekubitus Hilfsmitteln. Für die Etac Produktbereiche Bad & Toilette, Alltagshilfen, manuelle Rollstühle und Etac Immedia Transfer- und Umlagerungshilfen stehen zusätzlich gesonderte Kataloge und Broschüren für Sie zur Anforderung bereit. Alle Kataloge und Broschüren können in benötigter Stückzahl und selbstverständlich kostenlos, über das Internet, www.etac.de, angefordert bzw. als PDF Heruntergeladen werden.



*Kostenlos anfordern:
Informationsmaterial für Ihre
Kunden.*



Darüber & Rundum

Etac Seminare drehen sich rundum unsere Produkte. „Darüber“ steht für detailliertes Produktwissen, Funktionen und Vorteile. „Rundum“ steht für richtige Auswahl und Anwendung des Produkts. Unseren Kunden bieten wir verschiedene Produktschulungen und Seminare an. Alle Informationen hierzu finden Sie unter: www.etac.de

Der grüne Apfel symbolisiert das Etac Seminarwesen.

Inhalt

Etac Information	ab Seite 6
Was ist ein Dekubitus	
Produktvorteile Star Neoprensitzkissen	
StarLock Sitzkissen	ab Seite 8
Star Galaxy Sitzkissen	ab Seite 10
Star Stabil Air Sitzkissen	ab Seite 12
Star Standard Air Sitzkissen	ab Seite 14
Etac Prio Sitzkissen	ab Seite 16
Indikationen & Kissenanwendungen	ab Seite 18
Etac Kontaktinformationen	ab Seite 19

Was ist ein Dekubitus

Ein Dekubitus ist eine Gewebeschädigung, die durch Druck auf immer dieselbe Stelle entsteht. Besonders lang anhaltender, geringer Druck ist ebenso schädlich, wie kurzfristig ausgeübter hoher Druck. Einerseits wird der Blutfluss über den feinsten arteriellen Kapillaranteil in die Zelle verhindert, sowie der Rückfluss über den venösen Kapillaranteil und die feinsten Lymphgefäße aus der Zelle.

Durch die Poren wird auf der arteriellen Seite Blutplasma mit den darin gelösten Stoffen in den Raum zwischen den Gewebezellen hinaus gefiltert, um sie mit „Material“ (d.h. Nährstoffen, Gasen – z.B. Sauerstoff und auch Medikamenten) zu versorgen. Andererseits nimmt das Plasma von den Zellen abzugebende Abfallprodukte auf und bringt sie über die, an dieser Stelle ebenfalls mit Poren versehene, venöse Seite und die sich hier entwickelnden Lymphbahnen zu den Organen.

Dort werden sie endgültig verarbeitet und ausgeschieden. Bei externem Druck verbleibt die Flüssigkeit zwischen den Zellen, weil der Rückweg „blockiert“ ist.

Es entsteht eine Flüssigkeitsansammlung, ein Ödem. Das ist im Normalfall kein Problem, weil ein Meldesystem der Haut, sogenannte Rezeptoren, das Gehirn darüber informiert, dass eine Region zu lange einem schädigenden Druck ausgesetzt wurde und die Situation für das Gewebe gefährlich ist. Das Gehirn reagiert mit einem Bewegungsimpuls, wodurch die feinsten Blutgefäße wieder geöffnet und die Ver- und Entsorgungsmechanismen in der Region wieder in Gang gesetzt werden.

Ein Dekubitus (auch Dekubitalulkus, Druckgeschwür oder – in der Mehrzahl – Dekubiti) ist also eine Mangelversorgung des Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen durch lokale Druckeinwirkung.

Die aus den Folgen entstehende Wunde kann von den oberflächlichen Hautschichten bis in die tiefer liegenden Bindegewebsschichten und zum Knochen reichen. Je nach Ausmaß der Schädigung werden international gleichermaßen vier Schweregrade und ein nicht definierbarer Grad unterschieden:

Dekubitus 1.Grades: Umschriebene Rötung bei intakter Haut

Dekubitus 2.Grades: Oberflächlicher Hautdefekt

Dekubitus 3.Grades: Tiefer Hautdefekt. Muskeln und Sehnen sind sichtbar und eventuell betroffen

Dekubitus 4.Grades: Tiefer Hautdefekt mit Knochenbeteiligung

Vielfältige Faktoren können das Entstehen eines Dekubitus begünstigen. Daher ist es nicht möglich, eine allgemein verbindliche Empfehlung zum Einsatz eines bestimmten Produktes, etwa bei bestimmten Risikostufen oder Dekubitusstadien, abzugeben. Risikopatienten wie auch Nutzer mit bereits vorhandenem Dekubitus, sollten daher bei der Wahl des richtigen Sitzkissens unbedingt einen Arzt oder Therapeuten zu Rate ziehen, um mit ihm/ihr Sitzkissen und Sitzdauer abzustimmen.

Vorteile Star Neoprensitzkissen auf einen Blick

- Star Luftkissen werden aus hochwertigem, latexfreiem Neopren gefertigt. Sie sind antiallergisch und nicht entflammbar.
- Durch die dickere Wandstärke des verwendeten Neoprens hält das Kissen besser die Luft und ist robuster gegen Schäden.
- Die bessere Ventiltechnik verhindert zusätzlich jegliches Entweichen der Luft.
- Etac Deutschland gewährt eine Garantie von 3 Jahren.

Für Jede/n das richtige Kissen

Etac bietet mit der Star Luftkissenreihe und dem Prio Schaumstoffkissen eine komplette Produktpalette hochwertiger Sitzkissen. Egal ob Sie den Schwerpunkt auf die Druckentlastung, die Sitzstabilität oder auf das Positionieren legen, Etac hat für Jeden das richtige Kissen. Überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von den vielfältigen Eigenschaften der verschiedenen Kissen.

 **STARLOCK®**



 **GALAXY™**
CUSHION



 **Star Stabil Air**



 **Star Standard Air**



StarLock Positionierungs – Sitzkissen

Hautschutz und Positionierung

Das Anti-Dekubitus-Kissen StarLock verbindet Hautschutz und Positionierung in unvergleichlicher Weise.

Bei nicht aktiviertem StarLock System hat das Kissen die Eigenschaften des traditionellen Einkammer-Luftzellenkissens. Bei aktiviertem StarLock System blockiert die Luftzirkulation zwischen den einzelnen Zellen und bildet so einen perfekten, anatomischen Abdruck des Gesäßes.



Produktvorteile




Freilagerung

Einzelne, deaktivierbare Luftzellen ermöglichen dem StarLock-System ein punktuelleres Entleeren einzelner Zellen zur vollständigen Entlastung kleinerer Körperzonen (Freilagerung).



Stabile Sitzposition


Mit der Handballen-Pumpe wird das StarLock-System aktiviert. Die Sitzposition ist jetzt fixiert, verhindert ungewolltes Rutschen und erleichtert aufrechtes Sitzen.



Schutz vor/bei Dekubitus

Perfekte Druckentlastung durch anatomische Sitzfläche. Das StarLock-Kissen ist bei ärztlicher Empfehlung temporär einsetzbar bis Dekubitus Grad IV*.

*nach EPUAP



Keine Scherkräfte

Die blockierte Luftzirkulation sorgt für sehr stabiles Sitzen und verhindert dadurch Scherkräfte als Risikofaktor für Haut – und Gewebeschäden.

Technische Daten

Breite	34 – 52 cm
Tiefe	34 – 52 cm
Noppenhöhe	5 / 7,5* / 10/13* cm
Gewicht	1,3 – 1,8 kg (größenabhängig)
Material	Neopren
Max. Belastbarkeit	keine Gewichtsbeschränkung

*Lieferbar ab 01.10.2016

Ausführungen

StarLock (BxT)	Noppenhöhe 5 cm	Noppenhöhe 7,5 cm*	Noppenhöhe 10 cm
– 34x34 cm	ES-SL2-1313-1	ES-SL3-1313-1	ES-SL4-1313-1
– 34x38 cm	ES-SL2-1315-1	ES-SL3-1315-1	ES-SL4-1315-1
– 34x43 cm	ES-SL2-1317-1	ES-SL3-1317-1	ES-SL4-1317-1
– 38x34 cm	ES-SL2-1513-1	ES-SL3-1513-1	ES-SL4-1513-1
– 38x38 cm	ES-SL2-1515-1	ES-SL3-1515-1	ES-SL4-1515-1
– 38x43 cm	ES-SL2-1517-1	ES-SL3-1517-1	ES-SL4-1517-1
– 38x48 cm	ES-SL2-1519-1	ES-SL3-1519-1	ES-SL4-1519-1
– 43x38 cm	ES-SL2-1715-1	ES-SL3-1715-1	ES-SL4-1715-1
– 43x43 cm	ES-SL2-1717-1	ES-SL3-1717-1	ES-SL4-1717-1
– 43x48 cm	ES-SL2-1719-1	ES-SL3-1719-1	ES-SL4-1719-1
– 43x52 cm	ES-SL2-1721-1	ES-SL3-1721-1	ES-SL4-1721-1
– 48x43 cm	ES-SL2-1917-1	ES-SL3-1917-1	ES-SL4-1917-1
– 48x48 cm	ES-SL2-1919-1	ES-SL3-1919-1	ES-SL4-1919-1
– 48x52 cm	ES-SL2-1921-1	ES-SL3-1921-1	ES-SL4-1921-1
– 52x43 cm	ES-SL2-2117-1	ES-SL3-2117-1	ES-SL4-2117-1
– 52x48 cm	ES-SL2-2119-1	ES-SL3-2119-1	ES-SL4-2119-1
– 52x52 cm	ES-SL2-2121-1	ES-SL3-2121-1	ES-SL4-2121-1

HMV-Nr.-Kissen	11.39.03.4xxx	11.39.03.4xxx	11.39.03.4xxx
HMV-Nr.-Kissen aktuell	11.39.03.1018	11.39.03.1019	11.39.03.1014

StarLock Bezüge	Art.-Nr.
Inkontinenz-Bezug	ES-ICC- (+ Art.-Nr. Kissen)
Ersatz-Bezug	ES-FC- (+ Art.-Nr. Kissen)

*Lieferbar ab 01.10.2016

Zusatzinformationen



Vier Noppenhöhen
(5, 7,5*, 10, und 13* cm)
Je höher die Luftzellen desto besser die mögliche Einsinktiefe und damit die Druckentlastung. Der Transfer fällt jedoch bei niedrigen Luftzellen leichter.


*Lieferbar ab 01.10.2016 (Maße und Art.-Nr. für 13 cm Noppenhöhe auf Anfrage)



Inkontinenzbezug
Neben dem hochwertigen Standardbezug, der im Lieferumfang enthalten ist, sind für alle Ausführungen des StarLock Kissen Inkontinenzbezüge lieferbar.



Sonderanfertigung
Für das StarLock Kissen sind vielfältige Sondermaße und Sonderausführungen möglich. Kontaktieren Sie hierfür einfach unseren Kundenservice.



Maximale Belastbarkeit
Für das StarLock Positionierungs Sitzkissen gibt es **keine** Gewichtsbeschränkung.

Star Galaxy Sitzkissen

Das patentierte, innovative Luftkammerkissen
Das Galaxy Luftkissen besteht aus zwei Luftkammern zur individuellen Befüllung. Die einzelnen Luftzellen sind in Größe, Höhe und Form anatomisch an die Form des Gesäßes angepasst. Durch die V-förmige Aussparung der hinteren zentralen Kammern reduziert sich der Druck auf den Steißbereich und die Analfalte.




Produktvorteile




Patentierete Form

Die anatomische Form des Galaxy Sitzkissen ist patentiert. Als einziges Luftkissen weist es eine V-förmige Aussparung zur Reduktion des Steiß- und Analfalten-drucks auf.



Viel Sitzstabilität

Gute Seitenstabilität durch Unterstützung der großen Luftkammern im hinteren rechten und linken Bereich. Die anatomische Kontur des Kissens sorgt zusätzlich für eine gute Führung der Oberschenkel.



Schutz vor/bei Dekubitus

Perfekte Druckentlastung schon bei der Einstellung nach atmosphärischem Druckausgleich (Druckentlastungskategorie „H“ im Hilfsmittelverzeichnis). Das Star Galaxy Kissen ist bei ärztlicher Empfehlung temporär einsetzbar bis Dekubitus Grad IV*

*nach EPUAP



Erleichterter Transfer

Die abgeschrägten Luftzellen an der Vorderkante des Galaxy Kissens erleichtern den Transfer. Sie vermindern auch die Gefahr des Umklappens des Kissens beim Transfer.

Technische Daten

Breite	35 – 50 cm
Tiefe	35 – 50 cm
Noppenhöhe	4 – 7,5 cm*
Gewicht	1,3 – 1,6 kg (größenabhängig)
Material	Neopren
Max. Belastbarkeit	keine Gewichtsbeschränkung

*Lieferbar ab 01.10.2016

Ausführungen


Star Galaxy (BxT)	Noppenhöhe 4 – 7,5cm*
– 35x35 cm	ES-GXY-1414-2-F
– 35x40 cm	ES-GXY-1416-2-F
– 40x35 cm	ES-GXY-1614-2-F
– 40x40 cm	ES-GXY-1616-2-F
– 40x45 cm	ES-GXY-1618-2-F
– 45x40 cm	ES-GXY-1816-2-F
– 45x45 cm	ES-GXY-1818-2-F
– 45x50 cm	ES-GXY-1820-2-F
– 50x45 cm	ES-GXY-2018-2-F
– 50x50 cm	ES-GXY-2020-2-F

HMV-Nr.-Kissen	11.39.03.4xxx
----------------	---------------

Star Galaxy Bezüge	Art.-Nr.
Inkontinenz-Bezug	ES-ICC- (+ Art.-Nr. Kissen)
Ersatz-Bezug	ES-FC- (+ Art.-Nr. Kissen)

*Lieferbar ab 01.10.2016

Zusatzinformationen



2 - Kammersystem*
(vorne – hinten)
Durch unterschiedliche Befüllung der verschiedenen Kammern kann die Sitzposition individuell korrigiert und unterstützt werden.


*Weitere Kammeraufteilungen sind in Planung



Inkontinenzbezug
Neben dem hochwertigen Standardbezug, der im Lieferumfang enthalten ist, sind für alle Ausführungen des Star Galaxy Kissen Inkontinenzbezüge lieferbar.



Sonderanfertigung
Für das Star Galaxy Kissen sind vielfältige Sondermaße und Sonderausführungen möglich. Kontaktieren Sie hierfür einfach unseren Kundenservice.



Maximale Belastbarkeit
Für das Star Galaxy Sitzkissen gibt es **keine** Gewichtsbeschränkung.


Star Stabil Air Sitzkissen

Luftkissen mit integriertem Schaumstoff

Das Anti-Dekubitus-Kissen Star Stabil Air bietet doppelten Schutz gegen Haut- und Gewebeschäden. Das Einkammer-Luftkissen verteilt den Druck gleichmäßig über die gesamte Sitzfläche. Konturierte Schaumstoffsäulen innerhalb der einzelnen Luftnoppen ermöglichen stabiles, aufrechtes Sitzen und bieten zusätzlichen Schutz im Falle eines Defektes im Luftsystem.




Produktvorteile




Schutz bei Luftverlust

Das Star Stabil Air Sitzkissen hat in den Neoprennoppen zusätzlich Schaumstoffsäulen integriert. Keine Sorge mehr durchzusitzen, wenn durch einen Schaden die Luft aus dem Kissen entweichen sollte.



Stabiles Sitzen

Die integrierten Schaumstoffsäulen sind anatomisch vorgeformt. Das sorgt für eine verbesserte Oberschenkellagerung und Entlastung im zentralen, hinteren Bereich. Und dadurch ein stabiles, aufrechtes Sitzen.



Schutz vor/bei Dekubitus

Perfekte Druckentlastung schon bei der Einstellung nach atmosphärischem Druckausgleich (Druckentlastungsklasse „H“ im Hilfsmittelverzeichnis). Das Star Stabil Air Kissen ist bei ärztlicher Empfehlung temporär einsetzbar bis Dekubitus Grad IV*

*nach EPUAP



Einfacherer Transfer

Das Stabil Air bietet mehr Stabilität beim Aufstützen auf das Kissen. Dadurch erleichtert es den Transfer.

Technische Daten

Breite	34 – 48 cm
Tiefe	34 – 48 cm
Noppenhöhe	7,5 cm
Gewicht	1,3 – 1,6 kg (größenabhängig)
Material	Neopren
Max. Belastbarkeit	keine Gewichtsbeschränkung


Ausführungen

Star Stabil Air (BxT)	Noppenhöhe 7,5 cm
– 34x34 cm	ES-SA3-1313-1
– 34x38 cm	ES-SA3-1315-1
– 38x34 cm	ES-SA3-1513-1
– 38x38 cm	ES-SA3-1515-1
– 38x43 cm	ES-SA3-1517-1
– 43x38 cm	ES-SA3-1715-1
– 43x43 cm	ES-SA3-1717-1
– 43x48 cm	ES-SA3-1719-1
– 48x43 cm	ES-SA3-1917-1
– 48x48 cm	ES-SA3-1919-1

HMV-Nr.-Kissen	11.39.03.5xxx
----------------	---------------

Star Stabil Air Bezüge	Art.-Nr.
Inkontinenz-Bezug	ES-ICC- (+ Art.-Nr. Kissen)
Ersatz-Bezug	ES-FC- (+ Art.-Nr. Kissen)

Zusatzinformationen



Noppenhöhe 7,5 cm

Das Stabil Air bietet Etac als Standard in der Noppenhöhe 7,5 cm an. Die Noppenhöhen 5, 10 und 13 cm können als Sonderanfertigungen bestellt werden.




Inkontinenzbezug

Neben dem hochwertigen Standardbezug, der im Lieferumfang enthalten ist, sind für alle Ausführungen des Star Stabil Air Kissen Inkontinenzbezüge lieferbar.



Sonderanfertigung

Für das Star Stabil Air Kissen sind vielfältige Sondermaße und Sonderausführungen möglich. Kontaktieren Sie hierfür einfach unseren Kundenservice.



Maximale Belastbarkeit

Für das Star Stabil Air Kissen gibt es **keine** Gewichtsbeschränkung.


Star Standard Air Luftkissen

Der Klassiker bei Schutz vor Dekubitus

Das Anti-Dekubitus-Kissen Star Standard Air bietet den bewährten Hautschutz eines Luftzellenkissens. Die miteinander verbundenen Luftzellen lassen das Gesäß in das Kissen einsinken und verteilen so den Druck gleichmäßig über die gesamte Sitzfläche. Es entsteht ein perfekter anatomischen Abdruck des Gesäßes, der sich bei jeder Änderung der Sitzposition neu an den Benutzer anpasst.



Produktvorteile




Dynamische Anpassung

Das Star Standard verteilt die Luft in den einzelnen Luftzellen automatisch gemäß der anatomischen Form des darauf sitzenden Benutzers. Bei Änderung der Sitzposition passt sich das Kissen automatisch dynamisch an.



Luft verbleibt im Kissen


Dicker verarbeitetes Neopren und ein rund gefertigter Zellenfuß sorgen dafür, dass das Star Standard robuster ist und weniger anfällig für Schäden und Luftverlust.



Schutz vor/bei Dekubitus

Perfekte Druckentlastung schon bei der Einstellung nach atmosphärischem Druckausgleich (Druckentlastungskategorie „H“ im Hilfsmittelverzeichnis). Das Star Standard Air Kissen ist bei ärztlicher Empfehlung temporär einsetzbar bis Dekubitus Grad IV*

*nach EPUAP



Bessere Ventiltechnik

Kein Austreten der Luft durch verbesserte Ventiltechnik. Das Ventil schließt schon bei geringem Kraftaufwand sehr dicht.

Technische Daten

Breite	38 – 52 cm
Tiefe	38 – 52 cm
Noppenhöhe	5 / 7,5* / 10/13* cm
Gewicht	1,3 – 1,8 kg (größenabhängig)
Material	Neopren
Max. Belastbarkeit	keine Gewichtsbeschränkung

*7,5 und 13 cm derzeit nur als Sonderanfertigung lieferbar


Ausführungen

Star Standard Air (BxT)	Noppenhöhe 5 cm	Noppenhöhe 10 cm
– 38x38 cm	ES-SCS-1515-1	ES-SC-1515-1
– 38x43 cm	ES-SCS-1517-1	ES-SC-1517-1
– 38x48 cm	ES-SCS-1519-1	ES-SC-1519-1
– 43x38 cm	ES-SCS-1715-1	ES-SC-1715-1
– 43x43 cm	ES-SCS-1717-1	ES-SC-1717-1
– 43x48 cm	ES-SCS-1719-1	ES-SC-1719-1
– 48x43 cm	ES-SCS-1917-1	ES-SC-1917-1
– 48x48 cm	ES-SCS-1919-1	ES-SC-1919-1
– 48x52 cm		ES-SC-1921-1
– 52x43 cm		ES-SC-2117-1
– 52x48 cm		ES-SC-2119-1
– 52x52 cm		ES-SC-2121-1

HMV-Nr.-Kissen	11.39.03.1018	11.39.03.1014
----------------	---------------	---------------

Star Standard Air Bezüge	Art.-Nr.
Inkontinenz-Bezug	ES-ICC- (+ Art.-Nr. Kissen)
Ersatz-Bezug	ES-FC- (+ Art.-Nr. Kissen)

Zusatzinformationen



Vier Noppenhöhen
(5, 7,5*, 10, und 13* cm)
Je höher die Luftzellen desto besser die mögliche Einsinktiefe und damit die Druckentlastung. Der Transfer fällt jedoch bei niedrigen Luftzellen leichter.


*7,5 und 13 cm derzeit nur als Sonderanfertigung lieferbar (Maße und Art.-Nr. auf Anfrage)



Inkontinenzbezug
Neben dem hochwertigen Standardbezug, der im Lieferumfang enthalten ist, sind für alle Ausführungen des Star Standard Kissen Inkontinenzbezüge lieferbar.



Sonderanfertigung
Für das Star Standard Air Luftkissen sind vielfältige Sondermaße und Sonderausführungen möglich. Kontaktieren Sie hierfür einfach unseren Kundenservice.



Maximale Belastbarkeit
Für das Star Standard Air Luftkissen gibt es **keine** Gewichtsbeschränkung.

Etac Prio Sitzkissen

Konturierter Schaumstoff für mehr Sitzstabilität

Das anatomisch geformte Schaumstoffkissen besitzt Mulden für die Oberschenkel und eine Vertiefung für die Sitzbeinhöcker im hinteren Kissenbereich. Dadurch bekommen die Oberschenkel eine gute Führung und das Becken viel Halt und Stabilität. Der Vorteil für den Benutzer ist ein sehr guter Hautschutz und viel Unterstützung für aufrechtes, entspanntes Sitzen




Produktvorteile



Herausnehmbarer Einsatz


Der Viskoschaumeinsatz auf der Unterseite des Kissens kann bei Personen unter 100 kg herausgenommen werden. Das bringt dem Benutzer zusätzliche Entlastung der Sitzbeinhöcker.



Dekubitusprophylaxe

Sehr gute Druckentlastung (Druckentlastungsklasse „H“ im Hilfsmittelverzeichnis). Das Etac Prio Sitzkissen ist bei ärztlicher Empfehlung temporär einsetzbar bis Dekubitus Grad II*.

*nach EPUAP



Sitzstabilität

Die anatomische Kontur des Etac Prio Sitzkissens sorgt für eine gute Führung der Oberschenkel. Die Mulde im hinteren zentralen Bereich des Kissens verhindert das Rutschen nach vorne und erleichtert aufrechtes Sitzen.



Hochwertige Verarbeitung

Das Kissen besteht aus hochwertigem, geschäumtem Polyurethanschaumstoff der lange Haltbarkeit garantiert. Die abgerundete Vorderkante ohne Quernaht bietet keine Druckpunkte und dadurch ein angenehmes Sitzen.

Technische Daten

Für Sitzbreite	von 40 bis 55 cm
Für Sitztiefe	von 42 bis 56 cm
Höhe	5 – 8 cm, anatomisch geformt
Gewicht	0,9 – 1,2 kg (größenabhängig)
Material	Polyurethanschaumstoff
Max. Belastbarkeit	135 kg

Ausführungen

Etac Prio (Höhe 8 cm)	Sitzbreite	Sitztiefe	Art.-Nr.
geeignet für	40 cm	42 – 46 cm	lieferbar ab 01.10.
geeignet für	40 cm	46 – 50 cm	27755-65
geeignet für	40 cm	52 – 56 cm	27763-65
geeignet für	45 cm	42 – 46 cm	lieferbar ab 01.10.
geeignet für	45 cm	46 – 50 cm	27756-65
geeignet für	45 cm	52 – 56 cm	27764-65
geeignet für	50 cm	42 – 46 cm	lieferbar ab 01.10.
geeignet für	50 cm	46 – 50 cm	27757-65
geeignet für	50 cm	52 – 56 cm	27765-65
geeignet für	55 cm	46 – 50 cm	27758-65
geeignet für	55 cm	52 – 56 cm	27766-65


HMV-Nr.-Kissen

11.39.01.1xxx

Zusatzinformationen




Abgerundete Hinterseite
Durch die abgerundeten Ecken am Ende des Kissens kann das Prio Sitzkissen zwischen den Rückenrohren des Rollstuhles platziert werden.



Inkontinenzbezug
Der flüssigkeitsabweisende Bezug besteht aus PU-beschichtetem Polyester das in beide Richtungen elastisch ist. Die Unterseite ist rutschfest.



Konturierte Vorderseite
Im vorderen Bereich ist das Prio-Sitzkissen konturiert, um den Oberschenkeln eine gute Führung zu verleihen. Das sorgt für lateralen Halt und zusätzliche Sitzstabilität.



Indikationen und Kissenanwendungen

Indikationen und Kissenanwendungen		Anti-Dekubitus- & Positionierungskissen					Anti-Dekubituskissen			
		StarLock 13 cm ^{***}	StarLock 10 cm	StarLock 7,5 cm ^{***}	StarLock 5 cm	Star Galaxy Front/Back ^{***}	Star Stabil Air 7,5 cm ^{***}	Star Einkammerkissen 10 cm	Star Einkammerkissen 5 cm	Prio Sitzkissen 8cm
HMV -Nr.: 11.39.03.		4xxx	4xxx	4xxx	4xxx	4xxx	5xxx	1xxx	1xxx	11.39.01 1xxx
mittleres Dekubitusrisiko		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hohes Dekubitusrisiko		★	★	★	✓	★	✓	★	✓	
bestehender Hautdefekt bis Grad 2*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bestehender Hautdefekt bis Grad 3*		★	★	✓	✓	★	✓	★	✓	
bestehender Hautdefekt bis Grad 4*		★	★	✓	✓	★		★	✓	
individuell anpassbar an Gewicht u. Körperform		★	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
prominente Knochenvorsprünge		★	★	✓		✓				
Fehlstellung/Beckenschiefstand		★	★	✓	✓					
laterale Stabilisierung		✓	✓	✓	✓	★	✓			✓
starke Rutsch tendenz		✓	✓	✓	✓	★	✓			✓
progressives Krankheitsbild (MS/ALS)		★	★	★						
erhöhte Sitzstabilität erforderlich		★	★	★	★	★	✓			✓
anteriore / posteriore Keilpositionierung		★	★	✓		★				
Prophylaxe Geriatrie							★			★
Positionierung		★	★	★	✓	✓				
Druckentlastungsklasse **		H	H	H	H	H	H	H	H	H
Gewichtsbeschränkung (kg)		keine	keine	keine	keine	keine	keine	Keine	135	

- ✓ Gute Eignung
- ★ Besonders gute Eignung

*Unter ärztliche Aufsicht kann das Kissen temporär bis zum angegebenen Dekubitusgrad (nach EPUAP) eingesetzt werden

**Druckentlastung gemäß Hilfsmittelverzeichnis des GKV Spitzenverbandes

***Lieferbar ab 01.10.2016

Ihre Ansprechpartner für alle Fragen rund um Etac Sitzkissen



Detlev Ziegler
 Vertriebsleiter Manual
 Wheelchair/STAR
 Key account
 Tel.: 0151 11454968
 detlev.ziegler@etac.de




Ralf Kirchoff
 Produktspezialist
 Tel.: 0151 5503487
 ralf.kirchoff@etac.de



Oliver Kopplin
 Etac Gebietsleiter
 Tel.: 0151 11454964
 oliver.kopplin@etac.de



Martin Teutscher
 Etac Gebietsleiter
 Tel.: 0151 11454963
 martin.teutscher@etac.de



Stefan Tejkl
 Etac Gebietsleiter
 Tel.: 0151 11454962
 stefan.tejkl@etac.de



György Cser
 Etac Gebietsleiter
 Tel.: 0151 11454961
 gyoergy.cser@etac.de



Erdinc Dinc
 Etac Gebietsleiter
 Tel.: 0151 11454966
 erdinc.dinc@etac.de



Elisabeth Wahl
 Etac Gebietsleiter
 Tel.: 0043 6643408210
 elisabeth.wahl@etac.de

Für weitere Informationen zu unseren Anti- Dekubitus-Produkten, wie auch Fragen zu Reinigung und der Möglichkeit des Wiedereinsatzes der Produkte, besuchen Sie unsere Homepage unter www.etac.de, oder rufen Sie unseren **Kundenservice** an.

Kontaktinformationen:

Telefon: 02365-9871-0
Fax: 02365-986115
E-mail: info@etac.de

Etac Produkte sind in folgende Kategorien unterteilt:

- Hilfen für Bad & Toilette
- Hilfen für den Alltag
- Rampen
- Transfer- und Umlagerungshilfen
- Anti-Dekubitus Hilfsmittel
- Manuelle Rollstühle

Aktuelle Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter: www.etac.de

